


Modelo de Ajuste de Máscara:
Máscara Nasal N6 (P, M, G)
Máscara Facial F6 (P, M, G, MW)

Verificação de Escala
0 cm — 1 cm

Scaling Check



1º Posicione o gabarito delicadamente contra a parte inferior do nariz, com o lado curvado voltado para cima.

2º Verifique a posição do nariz acima do seu lábio superior.

3º Após imprimir o modelo, recorte a área externa à linha vermelha.

Caso haja qualquer dúvida, temos uma equipe de profissionais capacitados para melhor lhe atender

Entre em contato conosco através do 0800 601 9922

