



GUIA DE TAMANHO

- 1** Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".
Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:
- 2** Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações
- 3** Mantenha a boca naturalmente aberta e experimente cada tamanho para definir o mais adequado.



DICA: (1) A base da almofada deve ficar no meio do queixo (cerca de 1 cm abaixo do lábio inferior). **(2)** A parte superior da almofada deve ficar na ponte nasal alinhada com a altura dos olhos. Se a medida ficar entre dois tamanhos, escolha o menor.