

# Remova esta página ao imprimir

Especificações de impressão para o molde de medição da máscara

Tamanho: 160 × 144 ± 1 mm

Material: Papel couchê fosco dupla face 300 g, com revestimento em ambos os lados

Impressão: Impressão colorida em apenas um lado, sem conteúdo no verso



# GUIA DE TAMANHO

- 1 Após imprimir em 100%, se a marcação entre "0 cm" e "1" medir exatamente 1 cm, a régua está em escala correta.



- 2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o ao longo da linha pontilhada de acordo com as indicações

- 3 Coloque o guia de tamanho na base do seu nariz como mostrado na figura ao lado, e experimente cada tamanho para definir o mais adequado.



Máscara de Almofadas Nasais  
(Nasal Pillows Mask)

BS-23-11-27-001-V2.2

Verificação de Escala

0 cm 1

**Máscara de Almofadas Nasais  
(Nasal Pillows Mask)**

P6 / P2 / P2H

**L (Grande)**

**S (Pequeno)**

**M (Médio)**

✂

Detailed description: This is a large template for a Nasal Pillows Mask. It features a central diagram of a human face with a red outline of the mask. Three size options are indicated: 'L (Grande)' in a green circle, 'S (Pequeno)' in a yellow circle, and 'M (Médio)' in a blue circle. A dashed red line indicates the cutting path. At the bottom, there are three semi-circular tabs: a yellow one for size S, a blue one for size M, and a dark blue one for size L. A scissors icon is located on the left side of the dashed line. The BMC logo is in the top left, and a scale bar (0 cm to 1 cm) is in the top right. The reference code 'BS-23-11-27-001-V2.2' and the text 'Verificação de Escala' are also present.