

# **Remova esta página ao imprimir**

Especificações de impressão para o molde de medição da máscara

Tamanho: 160 × 144 ± 1 mm

Material: Papel couchê fosco dupla face 300 g, com revestimento em ambos os lados

Impressão: Impressão colorida em apenas um lado, sem conteúdo no verso



# GUIA DE TAMANHO

- 1 Após imprimir em 100%, se a marcação entre "0 cm" e "1" medir exatamente 1 cm, a régua está em escala correta.



- 2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o ao longo da linha pontilhada de acordo com as indicações

- 3 Coloque o guia de tamanho na base do seu nariz como mostrado na figura ao lado, e experimente cada tamanho para definir o mais adequado.



## Máscara Nasal (Nasal Mask)



BS-23-11-27-001-V2.2

Verificação de Escala




XL (Extra Grande)

XL

## Máscara Nasal (Nasal Mask)

N5+ / N5A+ / N5B+ / N5 / N5H /  
N5A / N5AH / N5B / N5BH / NM4



S (Pequeno)



M (Médio)



L (Grande)

L

